

Silla de Ruedas Estándar Doble propósito



MANUAL DEL DISTRIBUIDOR

Silla de Ruedas Estándar Doble propósito

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Silla de ruedas Estándar Doble propósito.....	4
Partes de la Silla de Ruedas	4
Descripción de las Referencias	4
Especificaciones Técnicas de las Sillas de Ruedas.....	5
Características de la silla de ruedas.....	6
Ensamblaje, Instalación e Instrucciones de Uso	6
Advertencias.....	6
Generales.....	6
Específicas	6
Recomendaciones de uso	7
Estabilidad, Equilibrio y Distribución del Peso.....	7
Cómo Plegar y Extender la Silla de Ruedas.....	8
Extender	8
Plegar.....	8
Remover llantas traseras.....	9
Cómo usar los apoyabrazos y reposapiés	9
Apoyabrazos.....	9
Reposapiés.....	9
Alcanzar un Objeto desde la Silla de Ruedas.....	10
Inclinarse hacia Delante.....	10
Inclinarse hacia Atrás	11
Transferencias Laterales a otras Superficies	11
Inspecciones de Seguridad y Mantenimiento	11
Control de Funcionamiento.....	12
Inspección General.....	12
Precauciones de Seguridad en el Mantenimiento.....	14
Listado de Verificación de la Inspección de Seguridad.....	14
Instrucciones de Desecho.....	14
Placa de Identificación o Placa del Fabricante	15
Garantía.....	16
Condiciones.....	16
Exclusiones de garantía	16



1. Introducción

Konfort Plus

Agradecemos su preferencia por las Sillas de Ruedas Konfort Plus. Deseamos conocer sus comentarios, preguntas y opinión sobre la calidad de servicio que ha recibido de su distribuidor autorizado.

Para Contestar sus Inquietudes

Su distribuidor autorizado puede brindarle una asesoría y responder todas sus inquietudes acerca de la seguridad, uso y mantenimiento. Para referencia futura, complete la siguiente información:

Distribuidor: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

No. Serie: _____


Fecha de Compra: _____

Este manual provee instrucciones importantes respecto a la seguridad y mantenimiento del producto. Asegúrese de leerlo cuidadosamente antes de usar el producto, y consúltelo cuantas veces sea necesario para garantizar el uso apropiado y seguro.

Para servicio y reparaciones, recuerde que su distribuidor autorizado de **Konfort Plus** le puede ofrecer la ayuda que necesite.

Conserve este manual en un lugar seguro para una consulta futura.

2. Silla de ruedas Estándar Doble propósito



2.1 Partes de la Silla de Ruedas

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| ①➔ Respaldo | ⑧➔ Plataforma de los Reposapiés |
| ②➔ Asas de Empuje | ⑨➔ Rueda Delantera |
| ③➔ Panel Lateral | ⑩➔ Rines [Estrella - Radio] |
| ④➔ Apoyabrazos | ⑪➔ Llanta Trasera |
| ⑤➔ Asiento | ⑫➔ Aros de Propulsión |
| ⑥➔ Freno de Seguridad | ⑬➔ Freno para cuidador |
| ⑦➔ Reposapiés | ⑭➔ Rueda de transporte |

2.2. Descripción de las referencias

Gracias a su diseño doble función que la habilita para uso estándar o de transporte, esta silla Konfort Basic, con estructura en aluminio, es liviana y versátil. Puede ser usada de manera autónoma o asistida.


Sus partes abatibles y removibles permiten al usuario y al cuidador transiciones más fáciles y seguras. Sus llantas traseras con desmonte rápido hacen más práctico su almacenamiento y transporte.

Referencia KBEL-903LAJQF9-46

EAN-13 7708566880854

2.3. Especificaciones técnicas de la sillas de ruedas

Dimensiones caja	80 cm x 36 cm x 73cm
Peso neto caja master	14,7 kg
Peso bruto caja master	16,7 kg
Material de la estructura	Aluminio 2,4 mm
Ruedas delanteras	Rin estrella maciza 6x1" [para uso como silla de transporte]
Llantas traseras	Rin radio neumáticas 22x23/8" [para uso como silla estandar]
Reposapiés	Abatibles y removibles
Apoyabrazos	Abatibles
Estilo de respaldo	Fijo
Profundidad asiento	44 cm
Ancho total de la silla	67 cm
Ancho asiento	46 cm
Altura del respaldo	41 cm
Altura del asiento al piso	51 cm
Altura reposapiés	Máx 19 cm - Min 10 cm
Capacidad de peso	90 Kg
Clasificación de riesgo	Clase I [riesgo bajo]



- A. Profundidad asiento
- B. Ancho total de la silla
- C. Ancho asiento
- D. Altura del respaldo
- E. Altura del asiento al piso
- F. Altura apoyabrazos
- G. Altura reposapiés

2.4. Características de la silla de ruedas

- Marco plegable en aluminio de medidas estándar.
- Llantas traseras neumáticas y rin radio con pin de desmonte rápido [para uso como silla estándar] .
- Cuatro llantas pequeñas macizas rin estrella [para uso como silla de transporte]
- Confortable tapicería en lona y cobertura acolchada removible.
- Freno manual en llantas traseras.
- Asas de empuje con mango ergonómico y frenos para cuidador tipo guaya.
- Reposapiés abatibles y removibles con plataforma graduable.
- Apoyabrazos abatibles y removibles en poliuretano para confort.
- Recomendación de uso: 40% en interiores, 60% en exteriores.

3. Ensamblaje, instalación e instrucciones de uso

3.1. Advertencias

3.1.1. Generales

- Conserve este manual para consultas futuras.
- No instale o use esta ayuda técnica sin haber leído cuidadosamente estas instrucciones. Cuando este manual no ofrezca las indicaciones para un caso determinado contacte a su médico tratante, distribuidor autorizado o técnico.
- No seguir las instrucciones puede provocar una lesión severa.

Nota: compruebe que el producto y sus partes estén en óptimas condiciones, de lo contrario contacte a su distribuidor autorizado para obtener más instrucciones y/o verificar el procedimiento a seguir.


3.1.2. Específicas

- No exceda la capacidad máxima de peso de esta silla de ruedas [consulte la tabla de especificaciones técnicas].
- Las ruedas y las llantas deben ser revisadas periódicamente buscando grietas y desgaste, y deben ser reemplazadas cuando sea necesario por parte de su distribuidor autorizado o por un técnico calificado.
- Revise periódicamente los aros de propulsión asegurándose que estén completamente fijos a las llantas traseras.
- Ajuste periódicamente los seguros de la llanta en relación al uso de la misma.
- Revise periódicamente la rueda giratoria delantera y los ejes de las llantas traseras para asegurarse que estén limpios.
- Revise la lona buscando desgarros o deterioro.
- Esta silla de ruedas NO debe ingresarse a cuartos de resonancia magnética.

3.2. Recomendaciones de uso


3.2.1. Estabilidad, equilibrio y distribución del peso

El usuario realiza diariamente acciones tales como: inclinación, apoyo, sentarse y pararse de la silla de ruedas. Estos movimientos provocan un cambio en el equilibrio de la silla de ruedas, el centro de gravedad [G] y distribución del peso. [Fig 1]



La silla de ruedas ha sido diseñada para proporcionar estabilidad durante las actividades de la vida diaria. Cualquier movimiento incide en la posición del centro de gravedad, pudiendo provocar el vuelco de la silla de ruedas o una caída.

Fig 1



3.2.2. Cómo plegar, extender y remover las llantas

Extender

Con una mano, sujete el apoyabrazos o el tubo del asiento y bascule la silla de ruedas ligeramente sobre uno de los lados, de manera que una de las ruedas delanteras y una llanta trasera se levanten del suelo. [Fig 2]




Fig 2

Para extender la silla de ruedas, empuje el tubo del asiento contrario hasta que quede completamente extendida. El tapizado del asiento debe quedar completamente extendido.

Nota: recuerde ubicar el cojín en el asiento después de extender la silla de ruedas.

Plegar

Remueva el cojín, sujete los dos extremos del asiento (delante y detrás) y levántalo. Luego, pliegue la silla de ruedas mientras mantiene el tapizado del asiento levantado para evitar lastimarse con el mecanismo de plegado. [Fig 3, 4]




Fig 3





Fig 4

En el respaldo encontrará unas palancas a cada lado del marco oprima y remueva el respaldo hacia atrás para una mayor facilidad en el transporte.

Remover las llantas traseras

Para una mayor facilidad en el transporte de la silla de ruedas y para convertirla en silla de ruedas de transporte, remueva las llantas traseras presionando el pin de desmonte rápido, ubicado en el eje de cada llanta.



Para poner la llanta, presione el pin de desmonte rápido y vuelva a poner la llanta en su lugar.

3.2.3. Cómo usar los apoyabrazos y reposapiés

Apoyabrazos

Cómo abatir los apoyabrazos

1. Oprima la palanca ubicada en la parte delantera del apoyabrazos.
2. Levante el apoyabrazos y **llévelo** hasta la posición deseada.

Nota: nunca levante su silla de ruedas tomándola por los apoyabrazos, se pueden desprender o romper. Levante su silla de ruedas tomándola solamente del marco principal.

Reposapiés

En el punto más bajo, los reposapiés deben estar aproximadamente a 7,6 cm del piso. Si se colocan muy bajo, podrían tropezarse con obstáculos. Esto puede provocar que la silla de ruedas pare repentinamente y se vuelque hacia adelante.

Cómo instalar los reposapiés

1. Inserte el reposapiés en el tubo de la silla de ruedas.
2. Gire el reposapiés hacia el interior de la silla de ruedas hasta que el pin encaje dentro del orificio del tubo de la silla de ruedas.
3. Repita este procedimiento para el otro reposapiés.

Cómo abatir los reposapiés

1. Hale la palanca ubicada en la parte superior del reposapiés.
2. Gire el reposapiés hacia el exterior de la silla de ruedas.

Para remover el reposapiés, en esta posición, hale el reposapiés hacia arriba y retírelo.

Para evitar un tropiezo o caída cuando se cambie

1. Asegúrese que sus pies no cuelguen o se atasquen en el espacio entre los reposapiés.
2. Evite cargar el peso sobre los reposapiés debido a que la silla de ruedas puede volcarse hacia delante.
3. Nunca levante esta silla de ruedas tomándola por los reposapiés. Los reposapiés se desprenden y no soportarán el peso. Levante su silla de ruedas tomándola solamente del marco principal.

3.2.4. Alcanzar un objeto desde la silla de ruedas

Los límites de equilibrio para alcanzar un objeto se describen en las [Fig. 5, 6 y 7], estos han sido establecidos mediante el estudio de una muestra representativa de usuarios de sillas de ruedas.

- Solamente puede extender los brazos fuera del asiento de la silla de ruedas. [Fig. 5]
- El cuerpo y la cabeza deben permanecer en los límites de la silla de ruedas. [Fig. 6]




Fig 5




Fig 6

Inclinarse hacia delante

- No incline el tronco más allá de los apoyabrazos. [Fig. 7]
- Para alcanzar un objeto situado enfrente, debe inclinarse hacia delante por eso, debe utilizar las ruedas delanteras como apoyo manteniendo la estabilidad y el equilibrio. Una correcta alineación de las ruedas es esencial para su seguridad [Fig. 8].




Fig 7






Fig 8

Inclinarse hacia atrás



Coloque la silla de ruedas lo más cerca posible del objeto al que quiere acercarse de manera que pueda alcanzarlo estirando el brazo, mientras está sentado en la silla de ruedas en posición normal. En este caso, no se incline hacia atrás porque puede volcarse con la silla de ruedas. [Fig. 9, 10]



3.2.5. Transferencias laterales a otras superficies

Estas transferencias pueden realizarse de forma independiente, siempre que cuente con una adecuada movilidad y tono muscular.

- Posicione la silla de ruedas lo más cerca posible del asiento al que quiera transferirse, con las ruedas delanteras hacia delante. Accione los frenos de las ruedas traseras. Desplace el cuerpo hacia la parte delantera del asiento. [Fig. 11]
- Durante la transferencia precisará soporte, utilice una tabla de transferencia, siempre que sea posible.
- Si puede mantenerse en pie y tiene suficiente fuerza y movilidad, puede transferirse hacia delante. Abata uno de los apoyabrazos hacia atrás y el reposapiés hacia el exterior.
- Inclíne el tronco hacia delante apoyándose en los apoyabrazos y levántese, desplácese hacia la superficie a la cual quiera transferirse procurando repartir el peso en los dos brazos. [Fig. 12]



Advertencia

- Al transferirse, colóquese en la parte posterior del asiento para evitar estropear la tornillería, el tapizado o hacer bascular la silla de ruedas hacia delante.
- Accione los dos frenos, no deben ser utilizados como soporte para las transferencias.
- Nunca se ponga de pie sobre las plataformas de los reposapiés al entrar o salir de la silla de ruedas. [Fig. 13]




Fig 13

3.3. Inspecciones de seguridad y mantenimiento

3.3.1. Control de funcionamiento

Como usuario, usted será el primero en detectar un posible fallo en el funcionamiento de la silla de ruedas. La siguiente información indica los fallos más característicos y los controles preliminares que usted mismo puede llevar a cabo.

3.3.2. Inspección general

Le recomendamos que la silla de ruedas se someta como mínimo a una revisión anual. Un mantenimiento regular le permite la identificación y sustitución de piezas defectuosas y mejora el funcionamiento diario de la silla de ruedas. Inspecciones regulares a realizar por el usuario o el técnico que lo asiste:

Generales

- Compruebe que la silla de ruedas se desplaza en línea recta [sin resistencia ni desvíos].

Frenos manuales

- Compruebe que los frenos manuales no rocen las llantas mientras se propulsa.
- Compruebe que los frenos manuales pueden accionarse fácilmente.
- Compruebe que las articulaciones de los frenos no se encuentren desgastadas.

Sistema de plegado

- Compruebe que la silla de ruedas se pliega y extiende con facilidad.
- Compruebe que el sistema de plegado no esté desgastado o deformado.

Protectores de apoyabrazos

- Compruebe que la almohadilla del apoyabrazos esté correctamente ajustada

Tapizado, asiento y respaldo

- Compruebe que los tapizados se encuentren en buen estado.

Llantas traseras

- Compruebe que las tuercas y rodamientos estén bien ajustados.
- Compruebe que las llantas estén paralelas al chasis.
- Compruebe que la llanta trasera se desmonta sin dificultades.

Aros

- Compruebe que los aros de propulsión no presentan alteraciones que afecten su funcionalidad.

Radios

- Compruebe que los radios no estén deformados, flojos o rotos.

Ruedas delanteras

- Compruebe que el eje esté ajustado haciendo girar la rueda, la rueda debe detenerse progresivamente.

Llantas macizas

- Compruebe el desgaste de las llantas macizas.

Mantenimiento

- Limpie las piezas con un paño suave excepto la tapicería que puede limpiarse con agua y jabón.
- Evite circular por superficies mojadas, así como grava, hierba, etcétera.
- Al utilizar la silla de ruedas en interiores, se recomienda el uso de ruedas macizas.
- No exponga la silla de ruedas a una temperatura superior a 40°.

3.3.3. Precauciones de seguridad en el mantenimiento

Después de cualquier ajuste, reparación o servicio y antes de usar la silla de ruedas, asegúrese que todos los accesorios estén correctamente sujetos al marco, de lo contrario podrían provocar lesiones o daños severos.

3.3.4. Listado de verificación de la inspección de seguridad

Cada año, lleve la silla de ruedas a un distribuidor autorizado para una inspección y servicio completo. La limpieza regular revelará las partes flojas o desgastadas y mejorará el funcionamiento de la silla de ruedas. Para usarla apropiadamente y con seguridad, la silla de ruedas debe ser cuidada como cualquier otro vehículo. El mantenimiento rutinario extenderá la vida y desempeño de la silla de ruedas. Se deben hacer los ajustes iniciales de acuerdo a las indicaciones de un profesional de la salud, o distribuidor autorizado.

4. Instrucciones de desecho

La eliminación de todos los componentes y materiales de la silla de ruedas deberá realizarse teniendo en cuenta la normativa nacional y local sobre la gestión integral de residuos, el tipo de material y su posible reciclaje.

Solicite a la administración municipal mayor información sobre las empresas gestoras de residuos para desechar la silla de ruedas y sus componentes de forma correcta y comprometida con el medio ambiente.

Recomendaciones para el desecho según tipo de material

- El embalaje de la silla se desecha en el reciclaje para cartón.
- Los componentes metálicos se desechan en el reciclaje de metales.
- Los componentes plásticos se desechan en el reciclaje de plásticos.



5. Placa de identificación o placa del fabricante

La placa de identificación o placa del fabricante está localizada en el marco y contiene la siguiente información:

- Referencia de producto [1]
- Número de importación [2]
- Marca del Producto [3]
- Nombre del Producto [4]
- SKU o EAN-13 del producto [5]
- Registro Sanitario [6]
- Información del fabricante [7]
- Información del importador [8]



6. Garantía

6.1. Condiciones

La garantía está sujeta a las siguientes condiciones:

- El marco de la silla de ruedas Iron Light Konfort Standard tiene una garantía de 2 años.
- Los componentes de la silla de ruedas, tales como reposapiés, frenos de mano y mecanismos, refuerzos transversales, apoyabrazos, bastones del respaldo, tienen una garantía de 1 año.
- No se aceptará responsabilidad si el fallo fue causado por un mal uso o incumplimiento de las instrucciones del manual del usuario.
- Si se produce un fallo, es responsabilidad del distribuidor notificar de inmediato a Impormedical donde adquirió esta silla de ruedas.
- La carga laboral ocasionada por la instalación o reparación de las partes antes mencionadas, además de todos los gastos de transporte no están incluidos en la garantía.
- Se anulará la garantía si se ha realizado en la silla de ruedas cualquier servicio de reparación no autorizado o alteración de la misma.
- Esta garantía será inválida si el marco o cualquier pieza se daña debido a que el usuario excede la capacidad de peso establecido y omite el tipo de ambiente indicado [exterior o interior] para la silla de ruedas.

6.2. Exclusiones de garantía

- Todo tipo de almohadillas, tales como el apoyabrazos, soporte cefálico, soporte de pierna, reposacabezas, cojín abductor.
- Llantas en poliuretano, macizas, neumáticos de caucho y todo el tubo interior.
- Todas las telas como el tapizado del asiento y respaldo, cinturón, cinturón de seguridad, banda de piernas.
- Asa y/o empuñadura.
- Las reparaciones y/o modificaciones realizadas en cualquier parte de la silla de ruedas por personas o centros técnicos no autorizados por Impormedical.

Nota: nuestros dispositivos médicos y ayudas técnicas están en constante proceso de caracterización, por lo que Konfort Standard se reserva el derecho de cambiar su diseño y las especificaciones técnicas indicadas sin previo aviso.

IMPORTADOR

Impomedical equipos y suministros médicos S.A.
Calle 5 Oeste #4A-12, Cali, Valle del Cauca. Tel +57 (602) 285 50 88.

FABRICANTE

FOSHAN DONGFANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTORY (CO.
LTD) No. 1 5 XINGFU RD. ZONE A SHISHAN INDUSTRIAL PARK NANHAI
DISTRICT FOSHAN CITY CHINA

Silla de Ruedas Estándar Doble propósito

