



glucoscan

Glucómetro

El Glucómetro Glucoscan Latidos GMD-GM-B06 es un dispositivo de medición de glucosa en sangre diseñado para proporcionar resultados rápidos y precisos en solo 5 segundos. Cumple con los estándares de acuerdo a la ISO 15197:2015, ofreciendo confianza en cada medición. Su capacidad de memoria para 512 registros y la función de promedio de resultados a 7, 14, 28, 60 y 90 días permiten un mejor seguimiento del control glucémico. Además, su alarma de cetonas alerta sobre niveles elevados de glucosa que podrían indicar riesgo de cetoacidosis. Con un diseño compacto, ligero y fácil de usar, es ideal tanto para el monitoreo en casa como en entornos clínicos.



GMD-GM-B06



Larga duración
de baterías



Promedio de
resultados



Muestra de
sangre mínima



Diseño compacto
y liviano



Medición rápida
y precisa



5 Años
de garantía



glucoscan

Glucómetro

EAN-13	7707633906879
Dimensión de la pantalla	38 x 34 mm
Dimensiones	95,5 x 60,5 x 23 mm
Vida útil de las pilas	Hasta 1000 mediciones (Pilas alcalinas nuevas)
Alimentación eléctrica	2 x AAA (no incluidas)
Peso Neto	61 g (sin baterías)
Alarma de cetonas	Si
Indicación de medición antes o después de comer	Si
Pantalla retroiluminada	No
Rango de medición	20 - 600 mg/dL
Rango de hematocrito	10-70 %
Exactitud (ISO15197:2015)	< 100 mg/dL: ± 15 mg/dL > 100 mg/dL: ± 15 %
Precisión	SD < 7.7 mg/dL (20-100 mg/dL) CV < 7.5 % (100 - 600 mg/dL)
Resolución	1 mg/dL
Vida útil estimada	5 años
Tiempo de medición	5 segundos
Volumen de muestra de sangre	0.8 μ L
Memorias	512
Tiempo de resultados promedio	7d, 14d, 28d, 60d, 90d
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	Temperatura: -20-55 °C Humedad relativa: 10-90 %
Condiciones ambientales de operación	Temperatura: 5- 40 °C Humedad relativa: 10- 90 %
Condiciones ambientales de operación de las tirillas	Temperatura: 5 -40 °C Humedad relativa: 10- 90 %
Riesgo	Glucómetro: IIA Lanceta: IIA Tirilla: II
Registro sanitario	Glucómetro: 2024DM-0029135 Lanceta: 2024DM-0029569 Tirilla: 2024RD-0008800