


Martillo de Reflejo Buck



GMD

Ref: **GMD401-BM**

GMD

Agradecemos su preferencia por el Martillo Buck de GMD. Deseamos conocer sus comentarios, preguntas y opinión sobre la calidad de servicio que ha recibido de su distribuidor autorizado.

Para Constestar sus Inquietudes

Su distribuidor autorizado puede brindarle una asesoría y responder todas sus inquietudes acerca de la seguridad, uso y mantenimiento. Para referencia futura, complete la siguiente información:

Distribuidor:

Dirección:

Teléfono:

No. Lote:

Fecha de Compra:

Este manual provee instrucciones importantes respecto a la seguridad y mantenimiento del producto. Asegúrese de leerlo cuidadosamente antes de usarlo, y consúltelo cuantas veces sea necesario para garantizar el uso apropiado y seguro.

Para servicio y reparaciones, recuerde que su distribuidor autorizado de GMD le puede ofrecer la ayuda que necesite.

Conserve este manual en un lugar seguro para una consulta futura.

Descripción

El Martillo para reflejos buck o 3 servicios, incluye: cabezote de goma de doble extremo. Mango metálico con terminación en la punta inferior con cepillo y superior con aguja. Las dos extraíbles.

¿Qué son los Reflejos?

El reflejo se define como la respuesta automática e involuntaria que realiza un ser vivo ante la presencia de un determinado estímulo. Donde la respuesta generalmente es un movimiento.

Los estímulos pueden ser cambios de temperatura calor o frío, cambios de presión, cambios químicos, percepción de luz, y diferentes tipos de movimiento.

La evaluación de los reflejos permite que el ser humano se encuentre atento a las condiciones físicas del medio.

Advertencias

Gracias por escoger GMD, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar este producto

- Debido a que los martillos no son utilizados en procedimientos quirúrgicos, es suficiente desinfectar sus superficies con alcohol. luego de ser usados
- No use ningún agente de limpieza

Mantenimiento

Limpieza

Con el fin de evitar la acumulación de polvo y grasa corporal, siempre guarde los martillos en su estuche. La parte exterior del instrumento puede limpiarse con un paño delicado humedecido o tela libre de pelusa. Para la desinfección, puede limpiarse con un paño humedecido con alcohol. No use esterilización térmica.

Garantía

GMD garantiza este producto contra defectos de fabricación por [1] un año a partir de la fecha de entrega al usuario final.

No garantizamos:

Daños por negligencia, mal uso o reparación inapropiada.

GMD

Fabricado por: Ruian Sunnyworld International Trade Co., Ltd.

Importado por: Impormedical Equipos y Suministros Médicos S.A.

Dirección del Importador: Calle 5 Oeste # 4A - 12 Cali, Colombia

Teléfono: [602] 285 5088

Registro Sanitario: 2019DM-Q019852

Nombre del Registro Sanitario: MARTILLO DE REFLEJO, PARTES ACCESORIOS Y REPUESTOS