



TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA DE REFERENCIA LTD-B10-TR

Las tiras reactivas de glucosa se utilizan como medidor de glucosa en sangre para monitoreo *Invitro* de la concentración de glucosa en sangre entera capilar humano, que puede ser utilizada por profesionales, no profesionales en casa o en unidades médicas. Este producto sólo se utiliza para monitorear la glucosa en pacientes diabéticos. No puede utilizarse para el diagnóstico de la diabetes ni como base para el ajuste de dosis de medicamentos terapéuticos.



LTD-B10-TR



Detección rápida
y precisa



Fácil
de usar



Monitoreo
confiable



Versátil
y seguro



Tiras reactivas con
enzima GDH-FAD



TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA PARA LTD-B10-TR

EAN-13	7707633904707
Unidades por empaque	50
Presentaciones	Cajas de 2x25 pruebas.
Composición	Cada tira contiene: Enzima Flavin Adenina Dinucleótido Glucosa Deshidrogenasa (GDH-FAD) ≥ 4 UI y otros componentes (buffer fosfato, Tween 20) < 3 mg.
Tipo de enzima	GDH-FAD
Tipo de muestra	Sangre entera capilar humana
Volumen de muestra	0.8 μ L
Dimensiones de la tira reactiva	6,04 mm(ancho) x 31,22 mm(largo) x 0,47 mm(espesor)
Electrodo	4 electrodos de plata
Rango de medición	20 mg/dL a 600 mg/dL
Compatibilidad	Glucómetro con referencia LTD-B10
Precisión	SD < 7.57 mg/dL a < 100 mg/dL CV $< 7.5\%$ a ≥ 100 mg/dL
Exactitud	± 15 mg/dL si < 100 mg/dL ; $\pm 15\%$ si ≥ 100 mg/dL
Condiciones ambientales de almacenamiento y transporte	A temperatura ambiente (4°C a 30°C) y humedad relativa entre 20% a 80%. Evite congelar el producto.
Condiciones ambientales de operacion	A temperatura ambiente (10°C a 37°C) con una humedad relativa entre 10% a 90%.
Fecha de caducidad	Válido, sin abrir el vial, durante 24 meses desde su fecha de fabricación y hasta los 6 meses siguientes a su apertura
Tipo de riesgo	Tipo II
Registro sanitario	INVIMA 2024RD-0008800