

RODILLERA

DEPORTIVA CRUZADA

La rodillera deportiva cruzada GMD es una solución eficaz para brindar estabilidad y soporte a la articulación de la rodilla durante actividades físicas o rehabilitación. Fabricado con materiales de alta calidad, este soporte combina nailon, spandex y fibra elastodiene, proporcionando elasticidad y compresión adecuada para una sujeción segura. Con bandas elásticas ajustables y líneas de silicona en la parte superior para evitar deslizamientos, es una opción cómoda y funcional que se adapta a distintas tallas.



GMD-928



Material
antideslizante



Soporte para
la rodilla



Alivio del
dolor



Ajuste
seguro

EAN-13	7707633900396, 7707633903526	
Tallas	M, L	
Dimensiones	M: Alto: 27 cm Ancho inferior 13,5 cm	Ancho superior: 25,5 cm Largo de tiras elásticas: 44 cm
	L: Alto: 27 cm Ancho inferior: 15 cm	Ancho superior: 17 cm Largo de tiras elásticas: 43 cm
Composición	Nailon 77 % Spandex 2 % Fibra de Elastodiene 21 %	
Peso neto	M: 98 g / L: 101 g	
Guía de tallaje Con la rodilla flexionada 30°, medir la circunferencia del muslo 14 cm por encima de la rodilla. Validar la medida obtenida de acuerdo a la talla.		
	·M: 31-35 cm (Muslo) ·L: 36-41 cm (Muslo)	
Estabilizador	No	
Protección de patela	No	
Rodillera abierta	No	
Tiras elásticas de ajuste de compresión	Si, 2	
Registro sanitario	INVIMA 2024DM-0029491	
Riesgo	I	