



# OIS300

FONENDOSCOPIO

El Fonendoscopio OIS 300, cuenta con una pieza torácica en acero inoxidable de doble campana con membrana y anillo contra frío en cada una y tubos auriculares elaborados en aluminio. Su forma en "Y" le brinda una buena conductividad del sonido, lo que permite escuchar con claridad los ruidos de los órganos.

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>Para estudiantes y profesionales de la salud</p> | <p>Doble campana con membrana cada una</p> |
| <p>Pieza torácica en acero inoxidable</p>           | <p>Anillo anti frío</p>                    |
| <p>Manguera en forma de "Y"</p>                     | <p>Hasta 3 años de garantía</p>            |
| <p>Servicio al cliente</p>                          |                                            |



## COLORES



GMD30-DCJ-ST20



GMD30-DCJ-ST13

(\*) Favor remitirse al manual de usuario para conocer los términos y condiciones de la garantía de este producto.

|                                                                     |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EAN 13</b>                                                       | 7708566880984 - 7708566880991                                                                   |
| <b>Largo total (desde olivas hasta inicio de la pieza torácica)</b> | 60 cm                                                                                           |
| <b>Material arco binaural</b>                                       | Aluminio                                                                                        |
| <b>Material pieza torácica</b>                                      | Acero inoxidable                                                                                |
| <b>Material tubo</b>                                                | PVC                                                                                             |
| <b>Material olivas</b>                                              | PVC                                                                                             |
| <b>Diámetro de campanas</b>                                         | 45,5 y 36,3 mm                                                                                  |
| <b>Diámetro de diafragmas</b>                                       | 36,5 y 26,5 mm                                                                                  |
| <b>Rango de frecuencias de audición</b>                             | 100 - 1000 hz                                                                                   |
| <b>Accesorios</b>                                                   | 1 par de olivas, 1 membrana grande con anillo antifrío, 1 membrana pequeña con anillo anti frío |
| <b>Dimensiones caja primaria</b>                                    | 30,3 x 13,2 x 4,7                                                                               |
| <b>Peso neto del fonendoscopio</b>                                  | 170 g                                                                                           |
| <b>Cantidad por caja máster</b>                                     | 50                                                                                              |
| <b>Riesgo</b>                                                       | Clase I                                                                                         |